



***ANTIDOTE YOURSELF !***

**DESINFECTION AUTOMATIQUE DES MAINS**

**NOUVEAU SYSTÈME BREVETÉ**

# SPECIFICATIONS

<b>MODELE</b>	HANDTIDOTE H1
<b>DIMENSIONS</b>	Hauteur : 361 mm Largeur : 256 mm Profondeur : 210 mm
<b>POIDS</b>	3,5 Kg (réservoir vide)
<b>PUISSANCE</b>	50 W
<b>CONNECTIONS</b>	230 V / 50 Hz
<b>NIVEAU SONORE</b>	Inférieur à 60 dBa
<b>DONNEES TECHNIQUES</b>	Dose de pulvérisation : 0.75 ml/sec Temps de pulvérisation réglable : 1 sec / 2 sec / 3 sec Capacité du réservoir : 2 litres (environ 1250 utilisations) Indication du niveau du produit Sécurité manque de produit Reset : réamorçage automatique de la pompe Eclairage interne : simultanément avec la pulvérisation
<b>HABILLAGE</b>	Capot en ABS Couleur standard : aluminium blanc (RAL 9006) Disponible dans toute la gamme RAL (selon quantité commandée)

## BENEFICES

### SOUS TOUS LES ASPECTS, UN TRES BON INVESTISSEMENT...

**Une répartition/couverture uniforme sur les mains par pulvérisation/brumisation permet :**

>> **Une meilleure efficacité du produit sur toutes les zones de la main.**

En effet, les "zones à risque" : les espaces interdigitaux, sont plus difficiles d'accès.  
Seule une pulvérisation/brumisation permet d'atteindre efficacement ces zones.


>> **Une meilleure rapidité d'exécution.**

La pulvérisation/brumisation réduit sensiblement les gestes ou manipulations des mains (comme les frictions par exemple entre les deux mains).

>> **Une consommation économique du produit hydro-alcoolique.**

La pulvérisation/brumisation permet de contrôler la distribution du produit grâce à un dosage très précis.

>> **Une facilité et simplicité d'utilisation.**



**STARGROUP SPRAYING SYSTEMS**

171 bis av. Charles de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

Tel. : +33 (0)1 47 85 92 46

Fax: +33 (0)9 57 14 92 46

info@handtidote.com

www.handtidote.com