



PREVENTION IS BETTER THAN CURE !

DISINFEZIONE AUTOMATICA DELLE MANI

NUOVO SISTEMA BREVETTATO

SPECIFICAZIONI

MODELLO	HANDTIDOTE H1
DIMENSIONI	Altezza : 361 mm Larghezza : 256 mm Profondità : 210 mm
PESO	3,5 Kg (serbatoio vuoto)
POTENZA	50 W
CONNESSIONI	230 V / 50 Hz
LIVELLO SONORE	Inferiore a 60 dBa
DATI TECNICI	Dose di polverizzazione : 0.75 ml/sec Tempo di polverizzazione regolabile: 1 sec / 2 sec / 3 sec Capacità del serbatoio : 2 litri (circa 1250 utilizzazioni) Indicazione del livello di prodotto Sicurezza mancanza prodotto Reset : ridestamento automatico della pompa illuminazione interna : simultaneamente con la polverizzazione
MATERIALE	Carenatura in ABS Colori standard : aluminium bianco (RAL 9006) o nero (RAL 9005) Disponibile in tutta la gamma RAL (secondo quantità ordinata)

BENEFICI

SOTTO TUTTI GLI ASPETTI, UN BUON INVESTIMENTO...

Una distribuzione/copertura uniforme sulle mani con una polverizzazione/nebulizzazione consente :

>> Una migliore efficacia del prodotto su tutte le zone della mano.

Difatti, le "zone a rischio": gli spazi interdigitali, sono più difficili di accesso.

Solo una polverizzazione/nebulizzazione permette di raggiungere efficacemente queste zone.

>> Una migliore rapidità di esecuzione.

La polverizzazione/nebulizzazione riduce sensibilmente gesti o manipolazioni delle mani (come le frizioni per esempio tra le due mani).

>> Un consumo economico della soluzione idroalcolica.

La polverizzazione/nebulizzazione permette di controllare la distribuzione del prodotto grazie ad un dosaggio molto preciso.

>> Una facilità e semplicità di utilizzazione.

