



***PREVENTION IS BETTER THAN CURE !***

***DISINFEZIONE AUTOMATICA DELLE MANI***

***NUOVO SISTEMA BREVETTATO***

# SPECIFICAZIONI

<b>MODELLO</b>	HANDTIDOTE H1
<b>DIMENSIONI</b>	Altezza : 361 mm Larghezza : 256 mm Profondità : 210 mm
<b>PESO</b>	3,5 Kg (serbatoio vuoto)
<b>POTENZA</b>	50 W
<b>CONNESSIONI</b>	230 V / 50 Hz
<b>LIVELLO SONORE</b>	Inferiore a 60 dBa
<b>DATI TECNICI</b>	Dose di polverizzazione : 0.75 ml/sec Tempo di polverizzazione regolabile: 1 sec / 2 sec / 3 sec Capacità del serbatoio : 2 litri (circa 1250 utilizzazioni) Indicazione del livello di prodotto Sicurezza mancanza prodotto Reset : ridestamento automatico della pompa illuminazione interna : simultaneamente con la polverizzazione
<b>MATERIALE</b>	Carenatura in ABS Colori standard : aluminium bianco (RAL 9006) o nero (RAL 9005) Disponibile in tutta la gamma RAL (secondo quantità ordinata)

## BENEFICI

### SOTTO TUTTI GLI ASPETTI, UN BUON INVESTIMENTO...

**Una distribuzione/copertura uniforme sulle mani con una polverizzazione/nebulizzazione consente :**

**>> Una migliore efficacia del prodotto su tutte le zone della mano.**

*Difatti, le "zone a rischio": gli spazi interdigitali, sono più difficili di accesso.*

*Solo una polverizzazione/nebulizzazione permette di raggiungere efficacemente queste zone.*

**>> Una migliore rapidità di esecuzione.**

*La polverizzazione/nebulizzazione riduce sensibilmente gesti o manipolazioni delle mani (come le frizioni per esempio tra le due mani).*

**>> Un consumo economico della soluzione idroalcolica.**

*La polverizzazione/nebulizzazione permette di controllare la distribuzione del prodotto grazie ad un dosaggio molto preciso.*

**>> Una facilità e semplicità di utilizzazione.**

